



# BÚT ĐO ĐỘ pH 850062 - SPER SCIENTIFIC

1. Chức năng: đo pH các loại chất lỏng.
2. Tầm đo pH: 0 – 14pH.
3. Chính xác:  $\pm 0.2$ .
4. Bước nhảy: 0.01 pH.
5. 2 số lẻ thập phân.
6. Chống vô nước IP65.
7. Người dùng hiệu chuẩn độ chính xác với nước chuẩn kèm theo.





★ Bạn là người làm việc trong phòng thí nghiệm? Hay bạn là người kiểm tra chất lượng nguồn nước ngoài thực địa? Chắc chắn bạn sẽ phải cần Bút đo pH! Đây là sản phẩm không thể thiếu trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa hiện trường. Tuy nhiên, khi ra hiện trường cần cơ động, bạn khó có thể đem theo cả một bộ máy cồng kềnh. Điều đó sẽ gây cản trở và mất thời gian. Le Quoc Equipment giới thiệu cho bạn Bút đo pH cầm tay 850062 của hãng Sper Scientific USA. Đây là sản phẩm chất lượng cao, cho kết quả chính xác. Đặc biệt, cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng và kiểm tra nhanh mẫu là điểm nổi bật bạn cần quan tâm.

★ [850062](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo pH, oxy hoá khử ORP](#).

## ĐẶC ĐIỂM

1. Độ chính xác cao và ổn định với màn hình LCD lớn.
2. Được thiết kế để làm việc đơn giản với chỉ một tay.
3. **Tự động hiệu chỉnh** với những dung dịch đệm có pH 4, 7, 10.
4. Có thể điều chỉnh để nhận biết bất kỳ dung dịch đệm nào.
5. Chức năng giữ số đo cố định trên màn hình với nút "HOLD".
6. Bút đo pH cầm tay 850062 tích hợp chức năng chỉ báo pin yếu.
7. Tự động tắt khi không sử dụng.
8. Vỏ bọc chống nước đến **IP65**.
9. Nổi lên mặt nước khi rơi vô nước.
10. Sử dụng 2 pin dạng nút CR2032 (kèm theo máy khi mua hàng).
11. Tích hợp điện cực được giữ ẩm với nắp bảo vệ.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **0 – 14 pH**.
2. Chữ số thập phân: **0.01**.
3. Độ chính xác: **±0.2**.
4. Tự động hiệu chuẩn 3 điểm: có.
5. Cấp bảo vệ chống bụi/nước: **IP65**.
6. Chỉ báo pin yếu: có.
7. Tự động tắt khi không sử dụng: sau 20 phút.
8. Tự động xác định dung dịch đậm: Có.
9. Giữ số đo trên màn hình "HOLD": Có.
10. Nhiệt độ làm việc: 0°C – 50°C / 32°F – 122°F.
11. Độ ẩm môi trường làm việc: <80%RH.
12. Nhiệt độ cất giữ: -10°C – +50°C / 14°F – 122°F.
13. Độ ẩm môi trường cất giữ: <90%RH.
14. Kích thước màn hình LCD: 29 x 22.5 mm.
15. Kích thước tổng thể: 235 x 35 x 25 mm (9¼" x 1¼" x 1").
16. Kích thước phần thân trên (pen): 115 x 35 x 25 mm (4½" x 1¼" x 1").
17. Kích thước phần cảm biến (probe): 120 x 12 mm (4¾" x ½").
18. Trọng lượng: 71 g (2.5 oz).

## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **850062** nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 2 pin CR2032.
3. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
4. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

## GHÉ THĂM WEBSITE:

