



SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ NGƯỜI 800120

SPER SCIENTIFIC

1. Tầm đo: 32°C – 43°C.
2. Độ chính xác: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$.
3. Bước nhảy số đo: 0.1 °C.
4. Đo từ xa, không tiếp xúc.
5. Khoảng cách đo: 5 cm – 15 cm.
6. Phát hiện nhanh người bị sốt chỉ sau 1 giây.
7. Cảnh báo khi phát hiện người bị sốt.
8. Phục vụ đặc lực mùa dịch Covid-19





- ★ 800120 của hãng Sper Scientific USA là thiết bị chuyên dùng đo nhiệt độ cơ thể người. Đo nhanh, an toàn, chính xác, đo từ xa không tiếp xúc. Số đo đáp ứng chỉ sau 1 giây.
- ★ [800115](#) thuộc dòng sản phẩm [Máy đo nhiệt độ hồng ngoại](#).

ĐẶC ĐIỂM

1. Đo trán, không tiếp xúc.
2. Được chứng nhận bởi cục quản lý thực phẩm và dược của Mỹ (**USFDA**).
3. Đáp ứng tiêu chuẩn: **FDA, RoHS, CE**.
4. Khoảng cách đo trán từ **5cm – 15cm**.
5. Bấm và giữ cò, sau **1 giây** sẽ có số đo thân nhiệt chính xác.
6. Tự động điều chỉnh sự khác biệt giữa nhiệt độ bề mặt của trán và nhiệt độ cơ thể bên trong của đối tượng đo.
7. Cho phép chuyển đổi chức năng: **đo người ↔ vật thể** khác.
8. Đơn vị đo: °C, °F.
9. Độ chính xác: +/- 0.3°C.
10. Cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ cao hơn 42.5°C hoặc thấp hơn 32°C .
11. Màn hình có đèn hậu.
12. Bộ nhớ **lưu 32 số đo**.
13. Tự động tắt khi không sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm đo: **32°C – 43°C**.
2. Bước nhảy số đo: **0.1 °C/°F**.
3. Độ chính xác: **±0.3°C / ±0.6°F**.
4. Kích thước: 100 x 46 x 160 mm.
5. Trọng lượng: 163 g (bao gồm pin).

BỘ SÚNG BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính [800120](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 1 pin 9V, loại sử dụng 1 lần.
3. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
4. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).



Le Quoc Equipment



USA
SPER
SCIENTIFIC
Environmental Measurement Instruments

GHÉ THĂM WEBSITE:

