



KHÚC XẠ KẾ ĐIỆN TỬ ĐO ĐỘ NGỌT - BRUX

300052 - SPER SCIENTIFIC

1. Độ ngọt – brix: 40 – 88%.
2. Nhỏ gọn, bỏ túi.
3. Pin dùng 8,000 lần đo.
4. Hiệu chuẩn với nước cất.
5. Thê tích mẫu nhỏ nhất: 1 ml.





- ★ 300052 Máy đo khúc xạ điện tử, bỏ túi, nhẹ, nhỏ gọn. Lý tưởng để xác định nồng độ Brix – độ ngọt trong trái cây và đồ uống cũng như dầu cắt gọt và các mẫu hữu cơ.
- ★ [300052](#) thuộc dòng sản phẩm [Khúc xạ kế](#) của Sper Scientific

ĐẶC ĐIỂM

1. Đo độ ngọt trong trái cây, thức uống, dầu cắt gọt và các chất hữu cơ.
2. Đo các mẫu nhỏ đến 1 ml, tại hiện trường với độ chính xác trong phòng thí nghiệm.
3. Nhỏ, nhẹ và đơn giản để sử dụng như một máy đo khúc xạ quang học, nhưng với độ chính xác của một số đọc kỹ thuật số.
4. Nhiệt độ mẫu được hiển thị trên màn hình LCD lớn, sau đó là kết quả đo.
5. Màn hình LCD dễ đọc, giúp loại bỏ khả năng xảy ra lỗi phiên dịch.
6. Bộ vi xử lý tinh vi cung cấp khả năng tự động hiệu chuẩn, tự động bù nhiệt độ và tự động tắt (sau 3 phút).
7. Máy đo độ đường – Sugar refractometer 300052 có vỏ chống nước chắc chắn, bảo vệ thiết bị điện tử khỏi môi trường ẩm ướt và giúp dễ dàng vệ sinh.
8. Tính năng hiệu chuẩn một nút, bằng nước cất và cho biết khi pin yếu (8,000 lần đo).
9. Khúc xạ kế Brix, còn được gọi là khúc xạ kế đường, được sử dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, nông nghiệp và rượu vang.
10. Người nông dân trồng cây ăn quả sẽ sử dụng khúc xạ kế để kiểm tra lượng đường trong quả để xác định thời điểm thu hoạch tốt nhất.
11. Khúc xạ kế đo đường – brix cầm tay của Sper Scientific là một công cụ đo lường lý tưởng cho ngành thực phẩm và đồ uống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. **Độ ngọt – Brix**
 - ❖ Tầm đo: **40 – 88%**.
 - ❖ Bước nhảy số đo: **0.2%**.
 - ❖ Độ chính xác: **±0.2%**.
2. Kích thước: 118 × 62 × 32 mm.
3. Trọng lượng: 130 g (4.6 oz).



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy chính [300052](#) nhập khẩu chính hãng Sper Scientific USA.
2. 1 hũ nước cất.
3. 1 xi-lanh lấy mẫu.
4. 1 pin AAA 1.5V
5. 1 túi đựng máy và phụ kiện.
6. 1 phiếu bảo hành 6 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

GHÉ THĂM WEBSITE:

